

# Instrucțiuni de siguranță

## Interzis!

- Nu încărcați în baie! Nu așezați încărcătorul pe sau în apropierea recipientelor cu apă (cum ar fi căzi de baie, piscine etc.).
- Nu înlocuiți singur bateria. Înlocuirea poate fi efectuată numai de către personalul serviciului clienți autorizat de compania noastră. Este interzisă dezasamblarea acestui produs de către persoane neprofesioniste.
- Nu înlocuiți singur cablul de încărcare.

În cazul în care cablul de încărcare este deteriorat, încetați imediat utilizarea încărcătorului pentru a evita pericolele.

## Atenție!

- Pentru a asigura siguranța, produsul trebuie utilizat sub supravegherea următoarelor persoane: copii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani, persoane cu dizabilități ale membrilor, mintale sau senzoriale și lipsa unor cunoștințe adecvate de experiență și cunoștințe. Dacă nu sunt supravegheați, nu permiteți copiilor să curețe sau să întrețină produsul. Așezați produsul și cablurile acestuia în afara razei de acțiune a copiilor cu vârsta sub 8 ani.

## Atenție!

- Atunci când se utilizează acest produs pentru prima dată, unele persoane pot experimenta iritații sau furnicături la nivelul dinților, acesta fiind un fenomen normal cauzat de vibrațiile de mare viteză ale periilor. Dacă această afecțiune persistă după două săptămâni de utilizare continuă, nu mai utilizați produsul și contactați medicul dentist.
- Dacă simțiți durere în timpul utilizării, încetați să mai folosiți produsul și contactați medicul dentist.
- Dacă produsul nu a fost utilizat pentru o perioadă lungă de timp și indicatorul de încărcare nu apare în timpul încărcării, vă rugăm să așteptați 6-10 minute pentru ca acesta să revină la normal.
- În timpul încărcării, corpul principal al periutei de dinți este ușor fierbinte, ceea ce reprezintă un fenomen normal. Dacă se supraîncălzește, vă rugăm să opriți imediat alimentarea și să o duceți la serviciul nostru autorizat de asistență pentru clienți pentru inspecție.

## Notă

- Acest produs suportă doar utilizarea capului nostru special de periută și a încărcătorului atașat.
- Acest produs este conceput doar pentru curățarea dinților, gingiilor și limbii. Nu îl utilizați în niciun alt scop.
- Acest produs este un produs personal și nu poate fi utilizat în clinicile stomatologice sau pentru mai mulți pacienți în același timp.
- Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interior, nu îl expuneți la lumina directă a soarelui. A se păstra la temperatura camerei sau într-un loc uscat și ventilat.
- Termenul de valabilitate al produsului este de 3 ani.

## Persoanele cu următoarele simptome nu trebuie să utilizeze sau trebuie să consulte un medic dentist înainte de utilizare:

1. Cei care tocmai au suferit o intervenție chirurgicală orală/parodontală sau urmează un tratament în termen de 2 luni.
2. Există alte simptome la nivelul cavității bucale (inclusiv cei cu proteze dentare slabe sau cu sângerări continue ale gingiilor etc.).
3. Alte persoane cu o cavitate orală sensibilă și fragilă.

- Opriți alimentarea când nu utilizați încărcătorul sau înainte de curățare.
- Nu spălați capetele periutei de dinți, încărcătoarele, capacele încărcătorului sau sterilizatoarele în mașina de spălat vase.
- Nu permiteți ca produsele de îngrijire a părului (cum ar fi geluri, uleiuri) sau dezinfectanții pentru mâini să vină în contact cu produsul pentru a evita deteriorarea suprafeței.
- Curățați încărcătorul în mod regulat pentru a preveni acumularea de praf și murdărie care ar afecta efectul conductiv, ceea ce ar duce la pierderi inutile, cum ar fi supraîncălzirea sau șocurile electrice.
- Înainte de a arunca periuta de dinți, duceți-o la un centru de servicii pentru clienți autorizat de compania noastră pentru a scoate bateria.
- Notă: Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță ale acestui produs înainte de utilizare și păstrați-le în mod corespunzător.

## Încărcare

- Pentru a utiliza periuța de dinți, porniți-o. Dacă aceasta are putere scăzută sau nu are energie, încărcați-o complet.
  - Dacă produsul nu a fost utilizat mai mult de 6 luni, încărcați-l complet în conformitate cu cerințele de încărcare.
  - Dacă indicatorul de încărcare clipește rapid de mai multe ori în timpul utilizării și periuța de dinți tremură, înseamnă că periuța de dinți are bateria descărcată.
  - Așezați periuța de dinți pe încărcător și asigurați-vă că încărcătorul este conectat în siguranță la sursa de alimentare.
  - Indicatorul luminos va clipi pentru a indica faptul că se încarcă. Aceasta va rămâne aprinsă atunci când este complet încărcată.
  - Dacă produsul nu a fost încărcat pentru o perioadă lungă de timp, indicatorul se va aprinde după 6-10 minute în timpul încărcării, ceea ce este un lucru normal.
- Notă: Vă rugăm să încărcați în siguranță pentru a asigura durata de viață a produsului.

## Moduri

- Gentle Mode (Mod blând) - Masaj delicat pentru dinți și gingii.
- Mod lustruire - Lustruirea dinților.
- Modul Whiten - Albire - Albirea dinților.
- Modul de curățare - Curăță temeinic dinții (mod standard).

## Periajul

- Recomandarea medicilor stomatologi: periați-vă pe dinți de două ori pe zi, timp de două minute.
- Când utilizați acest produs, va exista o scurtă pauză la fiecare 30 de secunde pentru a vă reaminti să schimbați zona de periaj. Periați cele patru zone ale gurii într-un mod echilibrat pentru a obține un efect de curățare optim.

## Etape de utilizare

1. Lăsați un spațiu între corpul periei și arborele de ieșire, necesar pentru vibrațiile normale ale capului periei.
2. Pentru a preveni stropirea pastei de dinți, aplicați o cantitate mică de pastă de dinți pe capul periuței înainte de utilizare.
3. Umeziți-l mai întâi, puneți-l în gură și apoi porniți periuța de dinți.
4. Mișcați încet periuța de dinți cu peri la un unghi de 45 de grade pe gingii.
5. Mișcați ușor periuța de dinți într-o mișcare circulară. Nu împingeți și nu frecați prea tare.
6. Clătiți-vă gura cu apă în timpul periajului.

## Întreținere

1. Curățați capul periuței. După fiecare utilizare, curățați capul de perie și perii și lăsați să se usuce la aer liber în mod natural. Nu trageți de peri pentru a preveni deformarea sau căderea lor.
2. Curățați corpul periei. Ștergeți cu o cârpă moale și lăsați să se usuce la aer. Nu îl înmuiati în apă pentru o perioadă lungă de timp. Nu utilizați apă la peste 40°C sau lichid acid pentru curățare.
3. Curățați baza de încărcare, se recomandă să folosiți o cârpă moale pentru curățare. Nu o înmuiati în apă pentru a o clăti.
4. Înlocuiți capul de perie. Se recomandă înlocuirea capului periei la fiecare trei luni.

Notă: Curățarea regulată poate prelungi durata de viață a produsului.

## Notă privind protecția mediului

Bateria reîncărcabilă încorporată a periuței de dinți sonice conține substanțe care pot polua mediul înconjurător. Vă rugăm să nu aruncați acest produs împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Scoateți bateriile și puneți-le în coșul de reciclare a bateriilor și predați produsele la un centru de reciclare desemnat oficial. Această practică ajută la protejarea mediului înconjurător. Dacă întâmpinați probleme la scoaterea bateriei, puteți trimite produsul la un centru de service pentru un tratament profesional.

## Depanare

| Problema  | Motivul  | Soluția  |
|---|--|--|
| Intensitate redusă a vibrațiilor.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Periuța de dinți este apăsată ferm pe dinți.</li><li>2. Capul periuței este în contact strâns cu mânerul.</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Așezați ușor capul de periuță pe dinți.</li><li>2. Scoateți capul de perie din mâner și înlocuiți-l pe arborele de ieșire.</li></ol>  |
| Chiar și după încărcare, periuța de dinți funcționează doar pentru o perioadă scurtă de timp. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Periuța de dinți nu este așezată vertical pe încărcător, deci nu se încarcă.</li><li>2. Bateria este slabă.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Timp de încărcare insuficient.</li><li>2. Produsul nu a fost utilizat timp de mai mult de 6 luni.</li><li>3. Bateria a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață.</li></ol>  |
| Periuța de dinți nu mai funcționează  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Periuța de dinți este apăsată ferm pe dinți.</li><li>2. Capul periuței este în contact strâns cu mânerul.</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Încărcați periuța de dinți. Așezați-o vertical pe încărcător, astfel încât partea inferioară a periuței de dinți să fie în contact corespunzător cu încărcătorul și să se aprindă lumina roșie.</li><li>2. Trimiteți-o la un centru de service autorizat pentru inspecție și reparații.</li></ol> |

Notă: În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul nostru de service autorizat.

## Parametrii

|                        |  |
|------------------------|--|
| Denumirea produsului   | Periuță de dinți electrică sonică GentleSonic                |
| Modelul produsului     | GH-07  |
| Capacitatea produsului | 500mAh   |
| Putere nominală        | 1,2W   |
| Tensiune nominală      | 3,7V   |
| Gama aplicabilă        | Adulți   |
| Timp de încărcare      | Aproximativ 8h   |
| Complet încărcat       | Indicator luminos aprins                                     |
| Timp de utilizare      | Aproximativ 30 de zile                                       |
| Durata de viață        | 3 ani dacă este utilizat de două ori pe zi timp de 2 minute. |
| Dimensiunea produsului | 153,65 * 25,85 * 25,83 mm                                    |

## Accesorii pentru produse

Configurație standard 1x  
Periuță de dinți  
2x capete de perie  
1x bază de încărcare  
1x husă de transport